


Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

使用 **CONTOUR DIABETES** **app** 設定血糖監測提醒功能




如要更改您的治療方法、飲食和運動量，
先請諮詢您的醫療保健人員。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System


血糖監測提醒計劃**Test Reminder Plan**可幫助您把血糖水平掌握得更好，為您提供更全面的血糖讀數。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

1. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan


您可以從主頁(Main Menu)
選擇My Reminders
內的Test Reminder Plan，
在My Reminders 按“+”。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

1. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan


您可以從主頁(Main Menu)
選擇My Reminders
內的Test Reminder Plan ,
在My Reminders 按”+”。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

1. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan


選取“Test Reminder Plan”
去建立您的血糖監測提醒計劃。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

2. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan

在“Test Reminder Plan”
列表中選取您想使用的計劃。




Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

2. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan

在“Test Reminder Plan”
列表中選取您想使用的計劃。

您可以點按每一個計劃內的剪咀來
了解更多內容。




Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

2. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan

在“Test Reminder Plan”
列表中選取您想使用的計劃。

您可以點按每一個計劃內的剪咀來
了解更多內容。


選取 **Continue** 來製定個人化的
Test Reminder Plan。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan

設定您希望追蹤血糖水平的日期和時段。




The image shows a smartphone screen with the Contour app interface. At the top, the status bar displays signal strength, time (9:41), and battery level (100%). The app header shows a back arrow and the title 'Testing the Effects of an Event'. Below this, there are two input sections: 'Date and time of the event:' with a button labeled 'August 23, 15:15', and 'Name of the event:' with a text input field. At the bottom of the form is a 'Save' button.

Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan


設定您希望追蹤血糖水平的日期和時段。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan


輸入您的計劃名稱。



Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan

點按“Save”。




Contour[®]
plus **ONE**»
Blood Glucose
Monitoring System

3. 血糖監測提醒計劃 Test Reminder Plan

點按“Save”。

您的Test Reminder Plan 已啟用。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

如果您對**CONTOUR®PLUS ONE**智能血糖儀和**CONTOUR® DIABETES app**應用程式有任何疑問，請參閱產品使用指南，或向您的醫療保健人員查詢。

如慾了解更多產品資訊或有任何查詢，請瀏覽 contourplusone.hk 或 diabetes.ascensia.com。




此宣傳單張上的血糖記錄數據只供示範使用。
如要更改您的治療方法、飲食和運動量，先請諮詢您的醫療保健人員。



Apple 與 Apple 標誌為蘋果公司 (Apple Inc.) 所屬商標，並已於美國和其他國家註冊。App Store 為蘋果公司 (Apple Inc.) 的服務標記，Bluetooth® 之文字標記和標誌為藍芽技術聯盟 (Bluetooth SIG, Inc.) 擁有的註冊商標，健臻醫療保健 (Ascensia Diabetes Care) 對上述標誌的任何使用均須依據授權規定。Google Play 與 Google Play 標誌為 Google 公司 (Google Inc.) 所得商標。
Ascensia、Ascensia Diabetes Care 標誌、以及 Contour 均為健臻 (Ascensia Diabetes Care Holdings AG) 的商標和/或註冊商標。

Date of preparation: February 2018 Code: G.DC.10.2017.52580



**Contour
plus ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

The logo for Contour diabetes solutions is centered in the image. It features the word "Contour" in a large, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. Below "Contour" is the phrase "diabetes solutions" in a smaller, white, sans-serif font. The background is a dark blue gradient that transitions into a warm orange and yellow glow at the bottom, suggesting a sunset or sunrise over a horizon line with silhouettes of trees.

Contour[®]
diabetes solutions